

Glaps



MASAJEADOR
CONTORNO DE
OJOS

Presentación
Comercial.

Masajeador de Ojos



Dispositivo facial para realizar masajes con micro vibraciones en la zona de contorno de ojos.

Complemento ideal en cualquier tipo de tratamiento cosmético del área ocular, líneas de expresión, ojeras y bolsas. Tonifica, alisa, descongestiona ayudando a recuperar la lozanía y belleza de la piel.

Ficha Técnica

Nombre del Producto	MASAJEADOR DE OJOS
Color & Modelo	Blanco -93059
Material:	Plástico - ABS
Tamaño & Peso	24*24*116 mm
	16 gr
Packaging	GRB - Glaps Retail Box
Tamaño packaging	15*18.5*2.8 cm
Características tecnológicas	Alta frecuencia de 8000 rpm
Corriente nominal	5 mAh
Voltage del motor	110 V / 220V
Batería	1 pilas AAA (no incluida)



MODO DE USO

1. Quitar la tapa protectora, deslizar la tapa de la batería e insertar la batería 1xAAA (sin incluir).
2. Retirar el film aislante del lomo metálico
3. Aplicar crema para el cuidado de los ojos deseado o esencia en las líneas de expresión del ojo o la zona de la boca.
4. Masajee suavemente la piel alrededor de la parte de la arruga. Asegúrese de estar en contacto con el sensor de la placa de plata cuando lo use. Este instrumento funcionará automáticamente una vez que la cabeza del Masajeador entre en contacto con la piel.
4. Por favor, limpie el cabezal de masajeador con un paño después de su uso, y vuelva a colocar la tapa protectora



Garantía Glaps

Recuerda que todos los equipos de Glaps cuentan con 6 (seis) meses de garantía por mal funcionamiento. Con la factura de compra y la garantía menor o igual a 6 meses enviar un mail a ventas@glaps.com describiendo el problema del dispositivo. Adjuntar video y/o fotos.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿De donde se enciende?

El Masajeador de ojos es un equipo con sensor inteligente, comienza a trabajar cuando el cabezal de masaje toca la piel.

¿Puede ser que a veces ande y a veces no?

No, el dispositivo tiene un lomo metálico en el centro que al entrar en contacto con nuestra mano se enciende. Si no tocamos esa parte el dispositivo no iniciará.

¿Puedo aplicarlo en otra persona?

Si, perfectamente. Pero es importante que al hacerlo cerremos el circuito de la energía tocando con la otra mano una parte descubierta de la otra persona (ejemplo: cuello)

¿Puedo ponerlo en la heladera o freezer para masajes con frío?

El Masajeador de ojos es un equipo que posee pilas y circuitos internos, no debe ser expuesto a humedad. Para el efecto frío recomendamos usar productos cosmecéuticos adecuados a tal fin como por ejemplos los geles o el criogel. Recuerde limpiarlo con un paño húmedo al finalizar.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué contraindicaciones tiene?

No posee contraindicaciones.



¿Cuántas veces debo usar el equipo para ver resultados?

Este dispositivo no invasivo nos permite utilizarlo sin restricciones, incluso mas de una vez por día.

¿Funciona con alguna marca de cremas / geles en particular?

Los equipos Glaps sinergizan con todas las buenas marcas presentes en el mercado. Consulte con su cosmetóloga que vehículos y que activos son recomendables para cada protocolo de uso.

¿Hay algún paso a paso donde pueda guiarme para los diferentes tratamientos?

En nuestra página oficial puedes consultar los diferentes protocolos de uso y su paso a paso mas la recomendación de los productos a utilizar: www.glaps.com

ACCION DEL MASAJEADOR EN NUESTRA DERMIS



ACCION DEL MASAJEADOR EN NUESTRA DERMIS



Dark circles



Fat granule



Eye bags



Fine lines



Descripción del producto

