

CELU TEC

Presentación del equipo

El **CELU TEC** es un dispositivo de última generación diseñado para **tonificar, reafirmar y mejorar** la apariencia de la piel, combinando tecnología de **succión y electroestimulación** muscular (EMS). Ideal tanto para rostro como para cuerpo, ayuda a reducir celulitis, estrías y signos de flacidez, mientras mejora la circulación y alivia la tensión muscular

Funciones

Succión + Electroestimulación Muscular (EMS)

- **Función:** Combina la succión con microcorrientes que contraen y relajan los músculos.
- **Beneficios:**
 - Estimula el flujo sanguíneo y el drenaje linfático.
 - Atenúa la celulitis y las estrías.
 - Tonifica y reafirma la piel.
 - Alivia la tensión muscular.
 - Mejora la circulación y elimina toxinas.

Modo Facial

- **Función:** Estimula los músculos faciales mediante impulsos eléctricos.
- **Beneficios:**
 - Activa la producción de colágeno.
 - Suaviza la piel y mejora la firmeza.
 - Tonifica y levanta el rostro.
 - Reduce arrugas y líneas de expresión.

Uso integral y resultados visibles

Función: Dispositivo versátil para rostro y cuerpo, ideal para rutinas diarias.

- **Beneficios:**
 - Complementa cualquier rutina de cuidado de la piel.
 - Resultados visibles en pocas semanas.
 - Mejora la textura, luminosidad y elasticidad de la piel.

Preguntas frecuentes

- **¿Qué es el CELU TEC y para qué sirve?**

Es un equipo que combina succión y electroestimulación (EMS) para tonificar, reafirmar y mejorar la circulación de rostro y cuerpo.

- **¿Se puede usar en rostro y cuerpo?**

Sí, tiene modos específicos para cada zona.

- **¿Cómo funciona la combinación de succión y EMS?**

La succión ayuda al drenaje y reducción de celulitis, mientras que la EMS tonifica y activa la producción de colágeno.

- **¿El equipo es inalámbrico o necesita estar conectado?**

Es inalámbrico y recargable.

- **¿Se puede usar con cualquier tipo de piel?**

Sí, está indicado para todo tipo de piel.

- **¿Qué diferencia hay entre el modo facial y el modo corporal?**

El modo facial está diseñado para tonificar músculos, reducir arrugas y líneas de expresión; el modo corporal actúa sobre celulitis, estrías y firmeza de la piel.

- **¿Cuánto tiempo tarda en notarse resultados?**

Los resultados suelen verse en pocas semanas con uso regular.

- **¿Ayuda a reducir celulitis y estrías?**

Sí, especialmente combinando succión y EMS.

- **¿Tonifica y reafirma la piel del rostro?**

Sí, activa los músculos faciales y estimula colágeno.

- **¿Puede mejorar la apariencia de arrugas y líneas de expresión?**

Sí, con el modo facial ayuda a suavizarlas y levantar la piel.

- **¿El equipo ayuda a mejorar la circulación y eliminar toxinas?**

Sí, mejora el flujo sanguíneo y linfático, favoreciendo la eliminación de toxinas.

- **¿Existen contraindicaciones o personas que no deberían usarlo?**
No se recomienda en casos de embarazo, marcapasos o lesiones abiertas.
- **¿Cómo se limpia y mantiene el equipo?**
Con un paño húmedo y desinfectante suave, evitando sumergirlo en agua.
- **¿Se necesita algún gel o producto adicional para usarlo?**
Sí, se recomienda aplicar gel conductor, lociones o aceites para optimizar resultados.
-

¿Con qué productos utilizar?

Para el **CELU TEC**, lo ideal es usar productos que faciliten el deslizamiento y potencien los resultados del tratamiento. Algunas recomendaciones:

- **Geles conductores o neutros:** permiten que la EMS y la succión se deslicen sin fricción y optimizan la estimulación muscular.
- **Aceites o lociones corporales ligeras:** ayudan a mejorar el deslizamiento en tratamientos de celulitis y tonificación.
- **Cremas reafirmantes o nutritivas:** se pueden aplicar después de la sesión para potenciar hidratación y firmeza.

⚠ **Importante:** Evitar productos demasiado grasos o con partículas que puedan dañar el cabezal.

Contraindicaciones

- **Embarazo y lactancia:** no usar en abdomen ni zonas sensibles.
- **Marcapasos u otros dispositivos electrónicos implantados:** la EMS puede interferir.
- **Trastornos cardíacos graves** o problemas de coagulación.
- **Heridas abiertas, quemaduras o irritaciones cutáneas** en la zona de aplicación.
- **Infecciones activas** o inflamaciones locales.
- **Uso sobre tumores o lesiones malignas.**

💡 Siempre se recomienda **consultar con un profesional de la salud** antes de usar el equipo si hay alguna condición médica preexistente.

Precauciones

- Mantener el dispositivo **alejado del agua**; no sumergir ni dejar caer en líquidos.
- Si el equipo cae al agua, **desconéctelo inmediatamente**.
- Nunca dejar el dispositivo **desatendido mientras esté enchufado**.
- Usar únicamente **para el propósito indicado** en el manual.
- No emplear **accesorios que no pertenezcan al dispositivo original**.
- **Tiempo de uso recomendado:** máximo **5 minutos por área**, no excederse.
- En personas con flacidez, pueden aparecer **hematomas temporales** que desaparecen en aproximadamente una semana.
- Consultar con un profesional de la salud si se está **en tratamiento médico**.
- **No se recomienda** el uso durante embarazo o lactancia.
- Utilizar solo **la fuente de alimentación suministrada** con el equipo.
- No dejar mas de 15 días sin cargar o utilizar el equipo para no dañar la batería.
- La primer carga debe ser de 3hs.