

Presentación
Comercial

MASAJEADOR FRIO & CALOR EVOLUTION



MASAJEADOR FRIO & CALOR EVOLUTION



El nuevo Masajeador Frio Calor de Glaps es un dispositivo de cuidado de la piel que cuenta con un innovador cabezal que combina múltiples funciones (temperatura, microcorriente, LED y vibración).

Este equipo de ultima generación es perfecto para aquellos que buscan productos multifuncionales para el cuidado de la piel.

¡Experimente la máxima comodidad y eficacia para una piel radiante!

Ficha Técnica



Nombre del Producto	MASAJEADOR FRIO CALOR EVOLUTION
Color & Modelo	Blanco - M100
Material:	ABS+ Acero Inoxidable +Componentes eléctricos
Tamaño & Peso	15*3,7*2,5 cm
	Peso Neto: 139 gr.
Packaging	Gift box
Tamaño packaging	176 * 60 * 50 mm
Características tecnológicas	Alta frecuencia de 8000 (+-10) rpm
Capacidad de la batería	1000 Mahz
Tiempo de carga	3 horas
Autonomía de uso	1 hora
Tamaño de la sonda metálica	25 mm
Temperaturas predeterminadas	6° C a 42° C +-5°
Voltage de entrada y salida	Entrada: DC5V 2.5 W
Adaptador	USB line



Componentes y partes claves del equipo



USB charging
long lasting battery life



DOBLE FUNCION EPIDERMICA

LUZ AZUL

Control grasa anti acné

Control sebáceo



LUZ ROJA

Unifica los tonos de la piel

Afina la epidermis



FUNCIONES PRINCIPALES: VIBRACION & CALOR

El tratamiento cálido de 42 °C ayuda a ablandar los poros para una limpieza profunda, mientras que el tratamiento frío con un efecto de hasta 6 °C cierra los poros haciendo una oclusión al momento de la nutrición.

Alternando el cuidado de la piel caliente y frío, estimula la circulación interna y acelera el metabolismo de las células. Además de ayudar a la reducción de las ojeras y las líneas de expresión, también ilumina la piel.

La combinación de micro vibración, es beneficioso para mejorar la firmeza de la piel y aliviar la fatiga



FUNCIONES PRINCIPALES – VIBRACION & FRIO

Este equipo combina vibración de alta frecuencia (de 8000 revoluciones por minuto) con tecnología de frío de 6°, permitiendo una limpieza profunda de los poros mientras calma y descongela la piel.

La vibración ayuda a eliminar el exceso de grasa y residuos acumulados, mientras el frío favorece la contracción de los poros, reduce la inflamación y mejora la firmeza de la piel.

También se puede utilizar para calmar los músculos y aliviar la fatiga



FUNCIONES PRINCIPALES – LUCES LED

Luz roja: longitud de onda 620 nm (± 10 nm) 18 LED llega profundamente a la piel de 630 nm para promover la circulación sanguínea y la regeneración del colágeno mejora la elasticidad de la piel, para que la piel sea suave e hidratada. Adecuado para la piel flácida y arrugada.

Luz azul: longitud de onda 470 (± 10 nm) 18 LED llega profundamente a la piel de 480 nm, para actuar contra las bacterias, promover la circulación sanguínea, puede penetrar en 0,25 mm debajo de la epidermis, antiinflamatorio, bactericida, elimina el acné, las cicatrices del acné, etc. de manera efectiva



**One-click adjustment,
four skin care modes**



**Cleaning
mode**



**Moisturizing
mode**



**Micro current
mode**



**Cold compress
mode**



PREPARACION Y MODO DE USO



- 1、 Mantenga presionada la tecla del interruptor de encendido durante 2 segundos para encenderlo, ingrese al modo de limpieza, tecla de ajuste de nivel. Ajuste el nivel de temperatura, la intensidad se adapta a tres niveles.
- 2、 Presione brevemente la tecla del interruptor de encendido para cambiar al modo nutrición, y el cabezal de masaje se puede aplicar tecla de ajuste de nivel para ajustar la temperatura. La intensidad se adapta a tres niveles. (Temporización inteligente de 5 minutos)
- 3 Presione brevemente la tecla del interruptor de encendido, para cambiar al modo de EMS, el cabezal de masaje comienza a emitir microcorriente EMS y puede presionar la tecla de ajuste de nivel para ajustar la intensidad del EMS. La intensidad se divide en tres niveles. (5 minutos de corte inteligente) Aviso para disipar el calor. Después del encendido, los caracteres de modo correspondientes en la pantalla parpadearán, lo que indica que el equipo está en el nivel 1. (5 minutos de tiempo inteligente) comienza a calentarse. enfriar, puede presionar Tecla de ajuste de nivel para ajustar el nivel de temperatura.



PRECAUCIONES



1. Mantenga el dispositivo alejado del agua
2. No sumerja ni deje caer en el agua ni en ningún otro líquido
3. Si el dispositivo cae al agua, desconéctelo inmediatamente
4. Nunca se debe dejar desatendido mientras esta enchufado.
5. Utilice el dispositivo únicamente para el propósito previsto, como se indica en este manual.
6. No utilice accesorios que no pertenezcan al dispositivo original
7. Usar máximo 5 minutos por sector, no use en exceso
8. En caso de estar en tratamiento medico consultar previamente. No se recomienda el uso en embarazadas ni en etapa de lactancia
9. Solo utilizar el equipo con la fuente de alimentación suministrada

