

MASAJEADOR FRÍO/CALOR

Presentación del equipo

El nuevo **Masajeador Frío / Calor de Glaps** es un dispositivo de última generación diseñado para potenciar tu rutina de skincare. Su innovador cabezal combina **temperatura, microcorriente, luz LED y vibración**, ofreciendo una experiencia multifuncional que mejora la apariencia y la salud de la piel desde el primer uso.

Ideal para quienes buscan un **tratamiento facial completo en casa**, este equipo estimula la regeneración celular, mejora la circulación, favorece la absorción de productos cosméticos y brinda una sensación inmediata de frescura y bienestar.

Gracias a su tecnología dual de **frío y calor**, permite alternar entre un efecto relajante y reparador, y un efecto tonificante y descongestivo, adaptándose a las distintas necesidades de la piel.

FUNCIONES PRINCIPALES

MODO CALOR + VIBRACIÓN

El tratamiento cálido de 42 °C estimula la producción de la proteína HSP, favoreciendo la reparación celular y fortaleciendo la elasticidad de la piel para prevenir la formación de arrugas.

Aplicado con microvibración, ayuda a activar la circulación, favorecer la absorción de activos y mejorar la firmeza de la piel.

Además, el calor dilata los poros permitiendo una limpieza profunda, ideal como paso previo a la rutina de cuidado facial.

Beneficios:

- Mejora la circulación y oxigenación de la piel.
- Repara y fortalece la barrera cutánea.
- Reduce líneas de expresión y signos de fatiga.
- Potencia la absorción de cremas y sérums.

MODO FRÍO + VIBRACIÓN

El modo frío, con una temperatura de hasta 6 °C, ayuda a cerrar los poros, sellar la hidratación y retener los nutrientes aplicados durante el tratamiento cálido.

Su efecto refrescante calma la piel, reduce inflamaciones y disminuye ojeras y bolsas.

La microvibración sónica de 8.000 impulsos por minuto realiza una limpieza profunda, ayudando a eliminar impurezas de los poros y aportando una sensación de suavidad y frescura inmediata.

Beneficios:

- Calma y descongela la piel.
- Mejora la firmeza y tonicidad.
- Reduce ojeras y signos de cansancio.
- Minimiza los poros y controla el exceso de grasa.

LUCES LED

El Masajeador Frío / Calor combina tecnología LED para reforzar los resultados de cada tratamiento:

● Luz Roja ($620 \pm 10 \text{ nm}$)

Activa la regeneración de colágeno, mejora la elasticidad y aporta luminosidad. Ideal para pieles maduras, flácidas o con signos de envejecimiento.

- Promueve la circulación sanguínea.
- Hidrata y suaviza la textura de la piel.
- Reduce arrugas y líneas finas.

● Luz Azul ($470 \pm 10 \text{ nm}$)

Penetra a nivel superficial (0,25 mm bajo la epidermis) con acción antiinflamatoria y antibacteriana, ayudando a controlar el acné y purificar la piel.

- Regula el exceso de sebo.
- Reduce granitos y cicatrices de acné.
- Calma irritaciones y rojececes.



Preguntas frecuentes

- **¿Con qué frecuencia puedo usar el Masajeador Frío / Calor?**

Se recomienda utilizarlo **una vez por día**, entre **5 y 10 minutos por sesión**, dependiendo del modo elegido y las necesidades de la piel.

- **¿Puedo usar el equipo sobre maquillaje?**

No. La piel debe estar **limpia y seca** antes de iniciar el tratamiento para garantizar una correcta acción de la temperatura, vibración y luz LED.

- **¿Puedo usarlo después de aplicar cremas o sérums?**

Sí, especialmente en el modo **calor + vibración**, ya que ayuda a **favorecer la penetración** de los activos. El modo **frío** es ideal para **sellar y fijar** el tratamiento posterior.

- **¿En qué zonas se puede aplicar?**

Está diseñado principalmente para el **rostro y cuello**, pero también puede aplicarse en el **contorno de ojos**, evitando el contacto directo con los párpados.

- **¿A partir de qué edad se recomienda?**

Puede utilizarse a partir de los **20 años**, adaptando el modo según las necesidades: el modo frío para control de poros y acné, y el modo calor para estimulación y firmeza.

¿Con qué productos utilizar?

Para potenciar los resultados del tratamiento, se recomienda acompañar el uso del Masajeador Frío / Calor con productos de textura liviana y de rápida absorción:

Antes del tratamiento:

- Gel o mousse de limpieza suave (para eliminar impurezas y preparar la piel).
- Tónico equilibrante.

Durante el modo calor:

- Sérums con **ácido hialurónico, vitamina C, colágeno o péptidos** (para nutrir y regenerar).
- Emulsiones o geles hidratantes.

Durante el modo frío:

- Mascarillas calmantes o descongestivas.
- Ampollas con activos **antioxidantes** o **antiinflamatorios**.

 *Evitar el uso de productos con ácidos exfoliantes (como AHA o retinol) inmediatamente antes o después del tratamiento.*

Contraindicaciones / Precauciones

El equipo no debe ser utilizado en los siguientes casos:

- No utilizar sobre **heridas abiertas, quemaduras, acné activo severo o irritaciones** cutáneas.
- Evitar su uso en personas con **marcapasos, implantes metálicos o dispositivos médicos electrónicos**.
- No aplicar sobre zonas con **procedimientos estéticos recientes** (rellenos, botox, peeling, láser, etc.) hasta que la piel esté completamente recuperada.
- No utilizar en **embarazo o lactancia** sin autorización médica.
- No sumergir el equipo en agua ni exponerlo a la humedad.
- Evitar el contacto directo con los ojos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de enrojecimiento o malestar, **suspender el uso inmediatamente**.
- Se recomienda **no utilizar el equipo mientras se está cargando**.
- Luego de cada uso, **limpiá el cabezal con un paño suave y seco o ligeramente humedecido** con agua o alcohol 70/30.
- No utilices detergentes, solventes ni productos abrasivos.
- Si no lo usás durante un período prolongado, **cargalo al menos una vez al mes** para conservar el rendimiento de la batería.
- Se recomienda limpiar el cabezal antes y después de cada uso para evitar la acumulación de residuos cosméticos y prolongar la vida útil del dispositivo.

*Siempre se recomienda una **evaluación previa profesional** para descartar cualquier contraindicación.*

Precauciones

Precauciones Generales

- **No detener el equipo en un mismo lugar:** durante la aplicación, mantener el movimiento constante para evitar sobrecalentamiento o irritación de la piel.
- **Mantener la piel húmeda:** aplicar siempre gel, loción o esencia conductora para mejorar la eficacia y proteger la piel.
- **Control de intensidad:** ajustar la intensidad según la tolerancia del cliente, especialmente en pieles sensibles o zonas delicadas.
- **Evitar contacto con ojos y mucosas:** no aplicar directamente sobre párpados, labios o mucosas.
- **Tiempo recomendado:** respetar la duración indicada por zona y función para evitar sobreexposición.
- **Higiene del equipo:** limpiar cuidadosamente después de cada uso para evitar acumulación de residuos, aceites o productos cosméticos.
- **Supervisión profesional:** se recomienda que el tratamiento sea realizado por profesionales o bajo su supervisión, especialmente en personas con piel sensible o condiciones médicas.
- **No usar sobre piel irritada o lesionada:** esperar a que la piel sane antes de aplicar el dispositivo.
- **Carga completa:** utilizar el equipo solo con carga adecuada; no usar mientras se está cargando. Primera carga debe ser de 3hs.