

Masajeador térmico de cuello

Presentación del equipo

El **Masajeador Térmico de Cuello** es un dispositivo inteligente que combina **vibración, terapia de temperatura y luces LED** para brindar un tratamiento completo en **cuello, escote y rostro**. Gracias a su cabezal ergonómico, se adapta perfectamente a distintas zonas, permitiendo realizar maniobras relajantes, reafirmantes y regeneradoras.

Funciona con **carga USB**, es liviano y práctico, ideal para incorporar en rutinas diarias tanto en casa como en gabinete.

Funciones

Photon Led Terapia (terapia de luz LED)

Este dispositivo cuenta con **3 colores de luz LED**, cada uno con una función específica sobre la piel:

- **Luz Roja:** estimula la producción de colágeno y mejora la firmeza.
- **Luz Verde:** calma y desconggestiona pieles sensibles.
- **Luz Azul:** tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas.

Vibración

Las **microvibraciones** estimulan los tejidos, activan la circulación y colaboran con el drenaje linfático. También mejoran la penetración de activos y relajan la zona tratada.

Temperatura

El equipo genera una temperatura suave y controlada entre 38°C y 45°C, que relaja la musculatura, mejora la circulación sanguínea y facilita la apertura de poros para una mejor absorción de los productos cosméticos y estimula el colágeno.

Beneficios

LUZ ROJA (Alta temperatura y vibración intensa)

- Estimula la producción de colágeno y elastina.
- Mejora la elasticidad y firmeza de la piel.
- Reduce la apariencia de líneas finas y arrugas.
- Mejora el tono general de la piel y la deja más luminosa.

LUZ VERDE (Media temperatura y vibración leve)

- Calma la piel y reduce la sensibilidad.
- Disminuye la hinchazón y las rojeces.
- Relaja y refresca la zona del cuello y escote.

LUZ AZUL (sin temperatura)

- Tiene acción antibacteriana y antiinflamatoria.
- Ayuda a equilibrar pieles con tendencia a la irritación o acné.
- Favorece la renovación celular sin sobreestimar la piel.

Preguntas frecuentes

- **¿En qué zonas se puede usar?**

Está diseñado para utilizarse en cuello, escote y rostro. Su cabezal se adapta cómodamente a cada área, permitiendo un tratamiento integral.

- **¿Cuántas veces por semana se recomienda usarlo?**

Podés usarlo **todos los días**, tanto en la mañana como en la noche, según tu rutina y necesidad. Recomendamos sesiones de 5 a 10 minutos.

- **¿Es inalámbrico?**

Sí, funciona con carga USB. La primer carga debe ser de 3hs.

- **¿Necesito usarlo con algún producto?**

Sí, siempre debe utilizarse con un **sérum, crema o gel cosmético** para facilitar el deslizamiento y potenciar la absorción de activos.

- **¿Puedo usarlo si tengo piel sensible?**

Sí, pero se recomienda usarlo en **modo azul** (menos temperatura y vibración), y hacer una prueba de sensibilidad antes del primer uso.

- **¿Tiene contraindicaciones?**

Sí. No debe usarse sobre piel lesionada, con infecciones, quemaduras, acné inflamado o en personas con marcapasos. Siempre revisar las contraindicaciones antes de usarlo.

- **¿Se puede usar en párpados o cerca de los ojos?**

No. Aunque puede utilizarse en el rostro, **se debe evitar el contacto directo con párpados o el globo ocular.**

- **¿Cómo lo limpio después de usarlo?**

Se recomienda **limpiar el cabezal con un paño seco o levemente húmedo**, sin sumergirlo ni mojar la base del dispositivo.

¿Con qué productos utilizar?

- Sérums faciales (ácido hialurónico, vitamina C, colágeno, etc.)
- Cremas hidratantes o nutritivas
- Mascarillas tipo gel o crema
- Ampollas concentradas

Tip: usalo con movimientos ascendentes, desde el centro del rostro hacia los laterales.

Contraindicaciones

No se recomienda su uso en los siguientes casos:

- ***Piel con heridas abiertas, quemaduras, eccemas o infecciones activas.***
- ***Piel muy inflamada, con acné activo o brotes severos.***
- ***Después de procedimientos invasivos recientes*** (láser, peeling profundo, dermapen, etc.) ***sin autorización profesional.***
- ***Personas con marcapasos, implantes metálicos o dispositivos electrónicos implantados.***
- ***Embarazo y lactancia***, salvo aprobación médica específica.
- ***Personas con enfermedades cardíacas o neurológicas no controladas.***
- ***Sobre párpados o globo ocular directo.*** Aunque se puede usar en el rostro, se debe evitar el contacto con los ojos.
- ***Trastornos de sensibilidad o neuropatías***, ya que podrían no percibir correctamente la temperatura.
- ***Personas con trastornos vasculares o de coagulación sin supervisión médica.***

Recomendación adicional:

*Antes del primer uso, se sugiere realizar una **prueba de sensibilidad** en una pequeña área del cuello o rostro. Ante cualquier duda o condición médica particular, consultar con un profesional.*

Precauciones

- **Usar siempre sobre la piel limpia** y preferentemente hidratada o con algún producto cosmético (sérum, crema, ampolla) para facilitar el deslizamiento.
- **Evitar aplicar demasiada presión.** El Maasajeador trabaja con microvibraciones, por lo que no es necesario ejercer fuerza.
- **Limitar el uso a 5-10 minutos por zona** para evitar sobreestimulación, especialmente en pieles sensibles.
- **No utilizar el equipo mojado o con las manos húmedas.** Es un dispositivo eléctrico, por lo tanto, mantenerlo alejado del agua.
- **Limpieza después de cada uso:** Limpiar el cabezal con un paño seco o levemente húmedo. No sumergir ni mojar el equipo completo.
- **Evitar el uso en áreas inflamadas, con acné activo o heridas abiertas.**
- **No guardar el equipo en el freezer ni exponerlo a temperaturas extremas,** ya que puede afectar su funcionamiento.
- **No usar directamente sobre párpados o globo ocular.**