

# Masajeador de ojos

## Presentación del equipo

El **Masajeador de Ojos** es un dispositivo compacto y práctico diseñado especialmente para trabajar zonas delicadas como el **contorno de ojos** y la **zona peribucal**. Funciona con **un nivel constante de microvibración**, estimulando suavemente los tejidos para ayudar a reducir la apariencia de líneas finas, ojeras e hinchazón.

Es ideal para usar **todos los días**, por la **mañana o por la noche**, y siempre acompañado de un producto cosmético que facilite el deslizamiento y potencie los resultados.

Funciona con **pila**, lo que lo hace práctico para llevar a todos lados y sumarlo fácilmente a la rutina diaria.

## Funciones

- **Vibración constante y suave:**

Estimula la microcirculación y ayuda a desinflamar la zona del contorno de ojos y labios.

## Beneficios

- Reduce líneas de expresión y mejora la elasticidad de la piel.
- Ayuda a disminuir ojeras e hinchazón en el contorno ocular.
- Favorece la absorción de cremas o sérums específicos para ojos y labios.
- Relaja la zona del entrecejo, contorno de labios y ojos.
- Mejora la microcirculación y da luminosidad a la mirada.



## Preguntas frecuentes

- **¿Dónde se puede usar?**

Está diseñado para trabajar el **contorno de ojos**, el **entrecejo** y la **zona peribucal** (alrededor de los labios). No se debe usar sobre los párpados ni el globo ocular.

- **¿Con qué frecuencia se puede usar?**

Se puede usar **todos los días**, por la **mañana o la noche**, durante unos minutos en cada zona.

- **¿Se puede usar solo, sin producto?**

No. Siempre debe utilizarse con un **producto cosmético** para facilitar el deslizamiento y potenciar la absorción.

- **¿Qué tipo de productos se recomiendan?**

Podés usarlo con **contornos de ojos**, **sérums hidratantes**, **descongestivos** (con cafeína, hialurónico, etc.) o **cremas antiage** específicas para ojos o labios.

- **¿Funciona con batería o con cable?**

Funciona con **pila**, lo que lo hace práctico, portátil y sin cables.

- **¿Es apto para piel sensible?**

Sí, pero se recomienda **probarlo primero en una pequeña zona**. Si hay molestias, suspender su uso y consultar con un profesional.

- **¿Puede usarse sobre el párpado?**

No. Se debe evitar el uso en **párpados superiores o inferiores**. Solo trabajar en la zona del contorno externo de los ojos.

- **¿Cuánto tiempo se recomienda usarlo por sesión?**

Entre **5 y 10 minutos por zona** es suficiente para lograr resultados visibles con el uso constante.

- **¿Cómo se limpia?**

Limpiá el cabezal con un **pañó seco o levemente húmedo**, sin sumergir

el equipo ni mojar la base.

- **¿Tiene contraindicaciones?**

Sí. No se debe usar si tenés **heridas abiertas**, infecciones, quemaduras, cirugías recientes u **ojos muy irritados**. Tampoco se recomienda su uso en casos de **procedimientos invasivos recientes** o enfermedades oculares sin autorización médica.

## ¿Con qué productos utilizar?

- Sérums o cremas específicas para contorno de ojos o labios.
- Cremas descongestivas con cafeína, ácido hialurónico o niacinamida.
- Productos hidratantes o *anti-age* que quieras potenciar.

## Contraindicaciones

- No usar sobre piel con **heridas abiertas**, quemaduras, infecciones o eccemas.
- Evitar su uso en caso de **ojos muy irritados o inflamados**.
- No usar si hay **cirugías o procedimientos recientes en la zona ocular o peribucal**.
- Consultar con un profesional si tenés **rosácea activa, hipersensibilidad o condiciones médicas oculares**.

## Precauciones

- Utilizar **siempre con producto**, sobre piel limpia.
- No ejercer presión. El equipo trabaja con microvibración, no es necesario apretar.
- **No usar sobre ojos ni párpados cerrados**. Solo en contorno externo.
- No mojar el dispositivo ni usarlo con manos húmedas.
- Limpiar con un paño seco después de cada uso.