

Radio F PLUS

Presentación del equipo

La **RADIO F PLUS** es un dispositivo de última generación para el cuidado facial que combina múltiples tecnologías en un solo equipo: radiofrecuencia, microcorrientes (EMS), LED, vibración y frío. Su diseño innovador de **doble cabezal** permite tratamientos completos, seguros y confortables, adaptándose a diferentes necesidades de la piel. Gracias a su función de enfriamiento estandarizada en 6 °C y a su cabezal superconductor, el equipo mejora la firmeza, tonifica, reduce líneas de expresión y ayuda a disminuir edema, sin riesgo de sobrecalentamiento ni daño al dispositivo.

Funciones

Radiofrecuencia multipolar (2 Mhz)

Descripción: Estimula la producción de colágeno y elastina, mejora la firmeza y elasticidad de la piel, suaviza líneas de expresión y arrugas, y promueve la regeneración celular.

Beneficios

1. Reafirmación de la piel

- Reduce la flacidez al tensar los tejidos, logrando un efecto lifting no invasivo.

2. Reducción de arrugas y líneas de expresión

- Al aumentar el colágeno, la piel luce más tersa y suave.

3. Mejora del contorno facial

- Ayuda a redefinir los contornos del rostro y mejora la estructura de la piel.

4. Aumento de la circulación sanguínea

- Promueve la oxigenación de los tejidos, favoreciendo una piel más luminosa y saludable.

Electroestimulación muscular (EMS)

Descripción: Tonifica y fortalece los músculos faciales, mejora la circulación, ayuda a redefinir el contorno del rostro y favorece la oxigenación de los tejidos.

- **Beneficios:** La EMS genera contracciones musculares suaves que tonifican y fortalecen los músculos en rostro y cuerpo. Este efecto ayuda a redefinir el contorno, mejorar la circulación sanguínea y linfática, aliviar la fatiga muscular y favorecer la oxigenación de los tejidos.

Frío (6 °C)

Descripción: Reduce edema y bolsas, calma la piel después de tratamientos, mejora el diámetro de los poros y aporta un efecto descongestivo inmediato.

- **Beneficios:** Refresca la piel, reduce rojeces y sella la hidratación, dejando un acabado suave y revitalizado.

LED y Vibración

Descripción: La luz LED potencia la regeneración celular y mejora la textura de la piel, mientras que la vibración ayuda a estimular la circulación, favorecer la absorción de activos y aumentar la eficacia del masaje.

- **Beneficios:** Mejora la circulación en la zona, reduce la hinchazón y promueve un aspecto más rejuvenecido.

Luz azul: controla la producción de grasa, ayuda a combatir el acné y regula el exceso sebáceo.

Luz roja: unifica el tono de la piel, afina la epidermis y aporta luminosidad.

Vibración: estimula la circulación, favorece la absorción de activos y potencia el efecto del masaje.



Preguntas frecuentes

- **¿Se pueden usar todas las funciones al mismo tiempo?**

No, las funciones se trabajan por separado.

- **¿Cuánto dura cada función?**

Se recomienda trabajar entre **5 minutos por zona**, ajustando intensidad según la tolerancia del cliente.

- **¿En qué zonas se puede aplicar?**

Se puede utilizar en rostro, contorno de ojos (superficie externa), peribucal y frente, evitando mucosas y párpados.

- **¿Es necesario usar productos durante el tratamiento?**

Sí, siempre aplicar productos conductores o cosméticos compatibles para mejorar la eficacia del tratamiento.

- **¿Puedo usarlo todos los días?**

No, La radiofrecuencia se usa una vez por semana, la electro estimulación y el masaje 3 veces por semana, el frio se puede usar pero de manera controlada no mas de 3 minutos en el caso que se use todo los días.

¿Con qué productos utilizar?

- **Geles conductores neutros** para RF y EMS.
- **Serums o lociones ligeras** para potenciar la absorción de activos durante el masaje y la LED terapia.
- Evitar productos demasiado densos o aceitosos que puedan afectar la conducción o dañar el cabezal.

Contraindicaciones

- *No se puede utilizar en personas con marcapasos.*
- *No se puede utilizar en personas embarazadas.*
- *No se puede utilizar en personas con problemas oncológicos.*
- *No se puede utilizar en personas con problemas de tiroides.*
- *No se puede utilizar en niños.*
- *No utilizar sobre implantes metálicos para evitar molestias.*
- *No dejar mas de 15 días sin cargar o utilizar el equipo para no dañar la batería.*
- *La primer carga debe ser de 3hs.*
- *No se puede mojar.*

Precauciones

- Si los cables y conectores están dañados por el calor y la toma esté suelta, no utilice el instrumento.
- No lo coloque en los lugares fáciles de mojarse, como el lavabo. El equipo posee elementos tecnológicos que pueden dañarse o entrar en cortocircuito.
- No intente desarmar el equipo, los componentes solo pueden ser trabajados por técnicos profesionales.
- No aplicar sobre piel irritada, lesionada o con heridas abiertas.
- Evitar contacto directo con ojos y mucosas.
- Mantener siempre la piel húmeda con gel o loción durante el uso.
- No usar mientras se está cargando.
- Ajustar intensidad según la tolerancia de cada persona.
- Limpiar cuidadosamente el cabezal después de cada sesión para evitar residuos y prolongar la vida útil del equipo.
- Las mujeres embarazadas y los pacientes con cardiopatía grave no pueden utilizarlo.
- Mantener el equipo fuera del alcance de los niños.

- No dejar mas de 15 días sin cargar o utilizar el equipo para no dañar la batería.
- La primer carga debe ser de 3hs.