

# Radio F

## Presentación del equipo

El **Radio F** es un dispositivo multifuncional que combina **radiofrecuencia**, **terapia de temperatura** y **luz LED** para el cuidado facial integral. La **radiofrecuencia** estimula la producción de colágeno, reafirmando la piel y reduciendo arrugas. La función de **temperatura** incluye un modo de frío que calma la piel y ayuda a reducir la hinchazón, y un modo de calor que mejora la circulación y potencia la absorción de productos. La **luz LED** (roja para pieles maduras y azul para descongestionar) trata problemas específicos, como el envejecimiento y la inflamación, mejorando el aspecto y la salud de la piel.

# Funciones

## Radiofrecuencia

**Descripción:** La **radiofrecuencia bipolar** de 2Mhz es una tecnología avanzada que trabaja con ondas electromagnéticas, temperatura y EMS, ofrece múltiples beneficios para el rejuvenecimiento y la salud de la piel. Su acción principal es generar **calor controlado** en las capas más profundas de la piel, lo que estimula la producción de **colágeno** y **elastina**, componentes esenciales para mantener la firmeza y elasticidad cutánea.

### Beneficios

#### 1. Reafirmación de la piel

- Reduce la flacidez al tensar los tejidos, logrando un efecto lifting no invasivo.

#### 2. Reducción de arrugas y líneas de expresión

- Al aumentar el colágeno, la piel luce más tersa y suave.

#### 3. Mejora del contorno facial

- Ayuda a redefinir los contornos del rostro y mejora la estructura de la piel.

#### 4. Aumento de la circulación sanguínea

- Promueve la oxigenación de los tejidos, favoreciendo una piel más luminosa y saludable.

## ***Penetration RF con temperatura, vibración y luces LED***

**Descripción:** Combina radiofrecuencia y vibración para aumentar la penetración de productos cosméticos en la piel. La temperatura caliente abre los poros y mejora la absorción, mientras que la luz LED roja para estimular colágeno optimiza los resultados.

- **Beneficios:** Mejora la nutrición de la piel, la deja más suave, radiante y profundamente hidratada.

## ***Cleaning RF con temperatura y vibración***

**Descripción:** Utiliza radiofrecuencia y vibración para realizar una limpieza profunda, eliminando impurezas, células muertas y restos de maquillaje. La temperatura caliente abre los poros para facilitar la limpieza.

- **Beneficios:** Proporciona una limpieza más profunda, mejorando la textura de la piel y dejando los poros limpios.

## ***Eye Care con temperatura y luz LED rojo***

**Descripción:** El modo de temperatura de 42°C y la luz LED roja (que estimula el colágeno) se enfocan en reducir bolsas, ojeras y líneas finas alrededor de los ojos.

- **Beneficios:** Mejora la circulación en la zona, reduce la hinchazón y promueve un aspecto más rejuvenecido.

## ***Lifting* con temperatura, EMS (Electro Estimulación) y luz LED roja/azul**

**Descripción:** La combinación de calor y luz LED roja mejora la firmeza de la piel, estimulando la producción de colágeno para un efecto *lifting*. La luz LED azul ayuda a calmar y descongestionar, ideal para pieles sensibles.

- **Beneficios:** Reafirma la piel, reduce la flacidez y suaviza las líneas de expresión

## **Función frío**

**Descripción:** Aplicación de frío de 14°C para cerrar los poros, calmar la piel y reducir la hinchazón tras el tratamiento.

- **Beneficios:** Refresca la piel, reduce rojeces y sella la hidratación, dejando un acabado suave y revitalizado.

## Preguntas frecuentes

- **¿Es un equipo facial & corporal?**

El Radio F puede utilizarse en el rostro, cuello y escote.

- **¿Cuántas veces se puede utilizar el equipo?**

La función Radiofrecuencia se puede utilizar una vez por semana. El resto de las funciones se pueden utilizar hasta 3 veces por semana.

- **¿Es inalámbrico?**

Si, funciona con carga USB. La primer carga debe ser de 3hs. A los 5 minutos de trabajo, el equipo queda en *stand by* por un minuto y luego se apaga por completo. Se puede volver a encender y seguir trabajando.

- **¿Cuál es la autonomía del equipo?**

La autonomía del equipo es de una carga completa, aproximadamente 45' minutos.

- **¿Se puede utilizar en pacientes embarazadas?**

- No. En personas que tengan marca pasos, tampoco.

- **¿Cómo debo mover el equipo durante su aplicación?**

Se recomienda llevar el equipo hacia arriba en forma de círculos y evitar que permanezca en una misma posición durante mucho tiempo debido a la temperatura que levanta el equipo de 42°C, realizar movimientos de adentro hacia afuera en sentido de las líneas del musculo.

- **¿Qué precauciones debo tener al aplicar el equipo en la zona de los ojos?**

Al aplicar el equipo en la zona periocular, es importante evitar el uso en los párpados superiores e inferiores.

- **¿Es seguro detener el equipo en una posición determinada durante su uso?**

No se recomienda detenerse en una posición determinada ni presionar la piel mientras usa el equipo, ya que esto puede causar molestias o daños.

- **¿Cómo debo utilizar el modo frío en el tratamiento?**

Al usar el modo frío, puede aplicar compresas en cada sector durante 3 a 5 segundos para obtener mejores resultados.

- **¿Por qué es importante mantener la higiene del equipo después de su uso?**

Es fundamental prestar atención a la higiene después de usar el equipo para evitar la acumulación de aceites y otros residuos, lo que puede afectar su rendimiento y durabilidad.

-

## ¿Con qué productos utilizar?

- Es importante que **siempre se utilice producto** para que se active la función de RF Penetración y RF *Cleaving*, además de favorecer la conductividad de la función a trabajar.

Productos de base acuosa para que haya conductividad en todas las funciones. Es importante que se utilicen los productos acorde en cada una de las funciones para alcanzar los resultados deseados. Se puede utilizar:

- Serums
- Cremas
- Gel Cream
- Ampollas hidrozolubles
- Emulsiones ligeras
- Lociones
- Geles
- Tónicos
- Agua micelar
- Productos ionizables

## Contraindicaciones

- *No se puede utilizar en personas con marcapasos.*
- *No se puede utilizar en personas embarazadas.*
- *No se puede utilizar en personas con problemas oncológicos.*
- *No se puede utilizar en personas con problemas de tiroides.*
- *No se puede utilizar en niños.*
- *No utilizar sobre implantes metálicos para evitar molestias.*
- *No dejar mas de 15 días sin cargar o utilizar el equipo para no dañar la batería.*
- *La primer carga debe ser de 3hs.*
- *No se puede mojar.*

# Precauciones

- Si los cables y conectores están dañados por el calor y la toma esté suelta, no utilice el instrumento.
- No lo coloque en los lugares fáciles de mojarse, como el lavabo. El equipo posee elementos tecnológicos que pueden dañarse o entrar en cortocircuito.
- No intente desarmar el equipo, los componentes solo pueden ser trabajados por técnicos profesionales.
- Las mujeres embarazadas y los pacientes con cardiopatía grave no pueden utilizarlo.
- Mantener el equipo fuera del alcance de los niños.
- No dejar mas de 15 días sin cargar o utilizar el equipo para no dañar la batería.
- La primer carga debe ser de 3hs.