

Roller Facial

Presentación del equipo

El **Roller Facial** es una herramienta compacta, fácil de usar y perfecta para incorporar en tu rutina diaria de skincare. Diseñado para trabajar rostro, cuello y escote, este rodillo funciona con **microvibraciones suaves** que estimulan la piel y potencian los beneficios de tus productos cosméticos.

Funciona con pila, no requiere cables y se puede utilizar **todos los días**, tanto en la mañana como en la noche, brindando un momento de autocuidado simple y efectivo.

Funciones

Microvibración:

Descripción: Activa la circulación, estimula la producción de colágeno y ayuda a relajar la musculatura facial.

Beneficios

1. Estimula la piel del rostro, cuello y escote:

Favorece la firmeza, mejora la textura y ayuda a reducir líneas finas.

2. Potencia la absorción de productos:

Ideal para usar luego de aplicar sérums, cremas o mascarillas para maximizar sus beneficios.

3. Efecto *lifting*:

Su uso constante ayuda a tonificar los tejidos, brindando una apariencia más descansada y luminosa.

Preguntas frecuentes

- **¿Con qué frecuencia se puede usar?**

Podés usarlo todos los días, por la mañana o por la noche, según tu rutina. Se recomienda entre 5 y 10 minutos por sesión.

- **¿En qué zonas se puede aplicar?**

Está diseñado para trabajar rostro, cuello y escote. Evitá el contacto directo con los párpados o el globo ocular.

- **¿Funciona con batería o carga?**

Funciona con dos pilas AA, lo que lo hace súper práctico para usar en casa o llevar de viaje.

- **¿Debo usarlo con producto?**

Sí. Siempre se recomienda usarlo con un sérum, crema o ampolla cosmética, para facilitar el deslizamiento y mejorar la absorción del producto.

- **¿Qué tipo de productos son ideales?**

Podés usarlo con productos hidratantes, reafirmantes, iluminadores o *antiage*, dependiendo de tu necesidad. Es ideal para potenciar cualquier tratamiento.

- **¿Puedo usarlo si tengo piel sensible?**

Sí, siempre y cuando no haya irritaciones activas. En caso de piel muy reactiva, probá primero en una pequeña zona del rostro.

- **¿Cuánto dura la pila?**

La duración depende del uso, pero suele durar varias semanas si se lo usa a diario por períodos breves. Reemplazala cuando notes menor intensidad en la vibración.

- **¿Cómo se limpia el *Roller*?**

Limpialo con un paño seco o levemente húmedo, sin mojar la parte del

motor. No lo sumerjas ni lo laves bajo el agua.

- **¿Puedo guardarlo en la heladera o *freezer*?**

No. Este Roller es eléctrico, por lo que no debe exponerse a temperaturas extremas ni a la humedad.

- **¿Tiene contraindicaciones?**

Sí. No usar en piel con heridas, quemaduras, brotes de acné activo, infecciones o post-procedimientos recientes (láser, peeling, etc.). En caso de dudas, consultar con un profesional.

¿Con qué productos utilizar?

- Sérums faciales (ácido hialurónico, vitamina C, colágeno, etc.)
- Cremas hidratantes o nutritivas
- Mascarillas tipo gel o crema
- Ampollas concentradas

Tip: usalo con movimientos ascendentes, desde el centro del rostro hacia los laterales.

Contraindicaciones

- *No utilizar sobre piel irritada, con heridas abiertas, quemaduras solares o infecciones activas.*
- *Evitar su uso en casos de rosácea activa o piel extremadamente sensible (consultar con profesional).*
- *No usar sobre zonas con acné inflamado.*
- *Evitar el uso sobre párpados o globo ocular directo.*
- *Personas con marcapasos o enfermedades cardiovasculares deben consultar previamente*

Precauciones

- **Usar siempre sobre la piel limpia** y preferentemente hidratada o con algún producto cosmético (sérum, crema, ampolla) para facilitar el deslizamiento.
- **Evitar aplicar demasiada presión.** El rodillo trabaja con microvibraciones, por lo que no es necesario ejercer fuerza.
- **Limitar el uso a 5-10 minutos por zona** para evitar sobreestimulación, especialmente en pieles sensibles.
- **No utilizar el equipo mojado o con las manos húmedas.** Es un dispositivo eléctrico y funciona con pila, por lo tanto, mantenerlo alejado del agua.
- **Limpieza después de cada uso:** Limpiar el cabezal con un paño seco o levemente húmedo. No sumergir ni mojar el equipo completo.
- **Evitar el uso en áreas inflamadas, con acné activo o heridas abiertas.**
- **No guardar el equipo en el freezer ni exponerlo a temperaturas extremas,** ya que puede afectar su funcionamiento.
- **No usar directamente sobre párpados o globo ocular.**