

TECNO MASK



Tecno Mask



Tecno Maks, la nueva propuesta de Glaps, es una máscara facial de última generación que propone un tratamiento a base de luces de led. 7 (siete) posibilidades de aplicación única o en bucle que permitirán con frecuencia diaria mejorar sensiblemente la salud y la apariencia de la piel

Ficha Técnica

Nombre del Producto	TECNO MASK
Color & Modelo	Blanco
Material:	ABS + PC
Capacidad Batería	450 mhz
Tamaño & Peso	16,5 * 19 * 21
	Peso Neto : 280 gr
Packaging	Gift box (presentación de lujo)
Tiempo de carga	3 a 4 horas
Autonomía	120 minutos
Características tecnológicas	7 luces led
Voltage de entrada y salida	15 voltios
Adaptador	USB line



Componentes y partes claves del equipo



UNA MASCARA PARA CADA NECESIDAD



Tratamientos para
envejecimiento,
arrugas, manchas, piel
sensible, acné,
generación de colágeno,
enrojecimiento,
reducción de poros,
inflamaciones y mucho
mas.

7 SIETE POSIBILIDADES DE TRATAMIENTO

Rojo	ANTI AGE	Combats wrinkles and increases collagen production. Wrinkle Reducer
Azul	Acné	Eliminates acne causing bacteria and reduces acne. Acne Buster
Verde	Unificación tonos	Helps even skin complexion for naturally beautiful skin. Skin Balancer
Amarillo	Enrojecimiento	Alleviates Inflammation, sunburns and rosacea. Red away
Naranja	Revitalización	Promotes a brighter glow for more radiant skin. Revitalizer
Cyan	Calmante	Supports in reducing the size of swollen capillaries. Skin Soother
Púrpura	Rejuvenecimiento celular	Alleviates Inflammation, sunburns and rosacea. Cell Rejuvenator

ERGONOMETRIA & USO

La TECNO MASK de Glaps esta diseñada con un confort único para el uso, la sujeción lateral y la protección del globo ocular constituyen diferenciales destacados en el mercado.



FUNCIONES PRINCIPALES – LUCES LED



Comience a ver los efectos de la led terapia en cuatro semanas con usos diarios de no mas de 15 (quince) minutos



PREPARACION Y MODO DE USO

1. Limpia la piel y mantén la superficie de la piel limpia.
2. Ponte la máscara de rejuvenecimiento de fotones, presiona para encenderlo y selecciona el modo de luz deseado o el modo de ciclo. (Sugerencia: usar máscara facial o suero para un mejor efecto).

Modo de fuente de luz única (15 minutos) Pulse el botón de encendido de la máscara para entrar automáticamente en el modo de fuente de luz roja, presione el botón de modo para cambiar la fuente de luz, seleccione la fuente de luz apropiada, Y realizar una sola fuente de luz de fisioterapia. Se apagará automáticamente después de 15 minutos de fisioterapia.



PREPARACION Y MODO DE USO

Modo de ciclo (14 minutos): Pulse el botón mode para que entre automáticamente en el modo de ciclo. El modo de ciclo es de la secuencia de fuente de luz rojo-azul-verde-Amarillo-cian-púrpura-naranja. Cada fuente de luz dura 2 minutos, con un total de 14 minutos para realizar terapia física, y se apaga automáticamente. Para salir del modo de bucle, pulse el botón de modo de nuevo para entrar en el modo de fuente única de luz actual.

3. Disfruta de la fisioterapia de la piel.
(Sugerencia: durante el tratamiento, tenga cuidado de no mirar la fuente de luz durante mucho tiempo, y no lea libros o productos electrónicos durante su uso)

Se recomienda utilizar 2-3 veces a la semana, no más de 30 minutos cada vez.



SINGLE COLOR

1 color selection for the duration of the treatment

hold down the power button until the red light appears, then press the mode button to choose the light treatment color

CYCLE MODE

transitions through all 7 colors during treatment session for max benefits
press and hold the mode button to enter the cycle mode, then press and hold the mode button again to exit the cycle



PRECAUCIONES



1. Mantenga el dispositivo alejado del agua
2. No sumerja ni deje caer en el agua ni en ningún otro líquido
3. Si el dispositivo cae al agua, desconéctelo inmediatamente
4. Nunca se debe dejar desatendido mientras esta enchufado.
5. Utilice el dispositivo únicamente para el propósito previsto, como se indica en este manual.
6. No utilice accesorios que no pertenezcan al dispositivo original
7. Usar máximo 30 minutos diarios
8. En caso de estar en tratamiento medico consultar previamente. No se recomienda el uso en embarazadas ni en etapa de lactancia
9. Solo utilizar el equipo con la fuente de alimentación suministrada

