

TECNO MASK

Presentación del equipo

La **Tecno Mask**, la nueva propuesta de **GLAPS**, es una **máscara facial de última generación** que ofrece un tratamiento basado en **terapia LED**. Con **7 luces LED** y **7 modos de aplicación** —individual o en bucle—, permite realizar tratamientos personalizados que mejoran visiblemente la **salud, textura y luminosidad de la piel**.

De uso diario y no invasivo, la Tecno Mask se convierte en una herramienta ideal para potenciar los resultados de la rutina facial o acompañar tratamientos de gabinete.

Beneficios de la Terapia LED

La terapia LED actúa mediante la emisión de longitudes de onda que penetran a diferentes profundidades de la piel, estimulando los procesos celulares naturales.

Entre sus principales beneficios se destacan:

- Reducción de arrugas y líneas de expresión
- Mejora del tono y textura de la piel
- Tratamiento de manchas, acné y rosácea
- Descongestión y desinflamación
- Regeneración celular y estimulación de colágeno y elastina
- Reducción del tamaño de los poros
- Mejora del aspecto general de pieles con daño solar o signos de fatiga

Cada luz potencia la regeneración y favorece la uniformidad y luminosidad de la piel.

7 luces led, 7 tratamientos personalizados

Cada color LED actúa sobre una necesidad específica de la piel:

● **Luz Roja** (*Anti-age*)

Estimula la producción de colágeno y elastina, mejorando la firmeza y elasticidad. Ideal para tratar líneas de expresión y signos de envejecimiento.

● **Luz Azul** (*Antiacné*)

Actúa sobre la bacteria del acné (*Propionibacterium acnes*), reduciendo la inflamación y evitando nuevos brotes.

● **Luz Verde** (*Unificadora de tono, Piel sensible*)

Pieles sensibles, descogestivo, ayuda a disminuir manchas, equilibra la

pigmentación y promueve un tono de piel más uniforme y luminoso.

● **Luz Amarilla** (*Antiinflamatoria y calmante*)

Reduce el enrojecimiento, hinchazón, irritación y rosácea leve. Promueve la regeneración y calma las pieles sensibles.

● **Luz Naranja** (*Glow Skin*)

Aporta vitalidad y energía a la piel opaca o fatigada, mejorando su brillo natural y aspecto saludable.

● **Luz Celeste** (*Calmante*)

Disminuye la inflamación y ayuda a reducir capilares dilatados o hinchados. Ideal para pieles reactivas o enrojecidas, genera mejores nutrientes para las células.

● **Luz Violeta** (*Rejuvenecimiento celular*)

Favorece la regeneración celular, ayuda a aliviar inflamaciones, quemaduras solares y a mejorar pieles con rosácea o sensibilidad.

Preguntas frecuentes

- **¿Cuántas veces por semana se puede usar la Tecno Mask?**
Se recomienda su uso **diario o al menos 3 veces por semana**, según la necesidad de la piel.
- **¿Cuánto dura una sesión?**
Cada sesión puede durar entre **10 y 15 minutos**.
- **¿Puedo combinar varias luces en una misma sesión?**
Sí. El modo “fisioterapia” permite alternar las luces automáticamente para aprovechar los beneficios de cada una.
- **¿Se puede usar junto con productos cosméticos?**
Sí, siempre que sean **productos aptos para uso con fototerapia**, como **geles conductores, sérums o cremas hidratantes ligeras**.
- **¿Produce calor o dolor durante el tratamiento?**
No. La Tecno Mask utiliza **fotones fríos**, por lo que **no genera calor ni molestia** sobre la piel.

¿Con qué productos utilizar?

La Tecno Mask puede combinarse con productos que potencien la absorción de activos y acompañen el tratamiento LED.

- ◆ **Antes del uso:** limpiar bien la piel con un **gel o espuma limpiadora suave**.
- ◆ **Durante el uso:** aplicar **gel conductor, sérum hidratante, o productos con ácido hialurónico, colágeno, niacinamida o vitamina C**.
- ◆ **Después del uso:** finalizar con **crema hidratante o protector solar** según el horario.

⚠ Evitar el uso con productos con **ácidos exfoliantes fuertes** (como AHA o BHA) o **retinoides**, ya que pueden generar sensibilidad.

Contraindicaciones

El equipo no debe ser utilizado en los siguientes casos:

- No utilizar sobre **piel lesionada, irritada, con heridas abiertas o infecciones cutáneas**.
- No mirar directamente las luces LED mientras estén encendidas.
- No usar en **mujeres embarazadas** ni durante la **lactancia** sin autorización médica.
- No exponer el dispositivo a la humedad ni sumergirlo en agua.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Limpiar la máscara después de cada uso con un paño suave y seco.

*Siempre se recomienda una **evaluación previa profesional** para descartar cualquier contraindicación.*

Precauciones

Precauciones Generales

- **No detener el equipo en un mismo lugar:** durante la aplicación, mantener el movimiento constante para evitar sobrecalentamiento o irritación de la piel.
- **Mantener la piel húmeda:** aplicar siempre gel, loción o esencia conductora para mejorar la eficacia y proteger la piel.
- **Control de intensidad:** ajustar la intensidad según la tolerancia del cliente, especialmente en pieles sensibles o zonas delicadas.
- **Evitar contacto con ojos y mucosas:** no aplicar directamente sobre párpados, labios o mucosas.
- **Tiempo recomendado:** respetar la duración indicada por zona y función para evitar sobreexposición.
- **Higiene del equipo:** limpiar cuidadosamente después de cada uso para evitar acumulación de residuos, aceites o productos cosméticos.
- **Supervisión profesional:** se recomienda que el tratamiento sea realizado por profesionales o bajo su supervisión, especialmente en personas con piel sensible o condiciones médicas.
- **No usar sobre piel irritada o lesionada:** esperar a que la piel sane antes de aplicar el dispositivo.
- **Carga completa:** utilizar el equipo solo con carga adecuada; no usar mientras se está cargando. Primera carga debe ser de 3hs.