

# Modelador corporal EVOLUTION

## Presentación del equipo

El **Modelador Corporal EVOLUTION** integra seis funciones avanzadas en un solo equipo, proporcionando una solución multifuncional para el cuidado corporal. Ideal para tratamientos anticelulíticos, reafirmantes, reductores, de drenaje y apoyo en la cicatrización, el EVOLUTION es tu aliado perfecto para una piel más tonificada y rejuvenecida.

# Funciones

## Ultrasonido de 1Mhz

**Descripción:** El ultrasonido es una tecnología avanzada que ofrece múltiples beneficios a través de sus efectos térmicos, físicos y químicos. Ofreciendo una variedad de beneficios que mejoran la apariencia y salud de la piel, mientras facilita la absorción de productos y acelera la recuperación muscular.

### Beneficios

#### 1. Reducción de Grasa

El ultrasonido de 1MHz penetra en las capas profundas de la piel y descompone los depósitos de grasa. Facilita la reducción de grasa localizada, contribuyendo a una silueta más esculpida y a la eliminación de celulitis.

#### 2. Mejora de la Elasticidad y Firmeza de la Piel

- Estimula la producción de colágeno y elastina mediante la vibración de alta frecuencia. Ayuda a reafirmar la piel, reduciendo la flacidez y mejorando su textura y elasticidad.

#### 3. Estimulación del Metabolismo Celular

- La vibración acústica activa el metabolismo celular y mejora la circulación sanguínea en las áreas tratadas. Acelera la regeneración celular y favorece la eliminación de toxinas, promoviendo una piel más saludable y revitalizada.

#### 4. Mejora de la Penetración de Productos

- El ultrasonido facilita la absorción de ingredientes activos en las capas más profundas de la piel. Potencia la eficacia de los productos cosméticos aplicados, optimizando los resultados de los tratamientos.

#### 5. Reducción de la Apariencia de Estrías y Cicatrices

- El efecto de vibración del ultrasonido promueve la producción de nuevo tejido y mejora la apariencia de la piel. Reduce la visibilidad de estrías y cicatrices, ayudando a igualar el tono

y la textura de la piel.

## **6. Alivio del Dolor Muscular y Rigidez**

- La vibración del ultrasonido puede ayudar a relajar los músculos y aliviar la rigidez. Proporciona un efecto calmante y ayuda en la recuperación de lesiones o tensiones musculares.

## Galvánica

**Descripción:** Detecta la carga iónica de los productos cosmecéuticos y aplica el polo adecuado para una penetración óptima de los activos.

### Beneficios:

- **Limpieza Profunda:** Elimina impurezas y residuos acumulados en la piel.
- **Nutrición Eficaz:** Facilita la absorción de activos, potenciando la efectividad de los tratamientos cosméticos.

## Luces LED

**Descripción:** incluye seis tipos de luces LED, cada una con propiedades específicas que abordan diferentes necesidades de la piel. A continuación, se detallan los beneficios de cada tipo de luz LED.

### 1. Luz Roja

*Profundidad de Penetración: 1-6 mm*

- **Beneficios:**
  - **Estimulación de Colágeno:** Aumenta la producción de colágeno, mejorando la firmeza y elasticidad de la piel.
  - **Reducción de Líneas y Arrugas:** Ayuda a suavizar las arrugas y líneas finas, promoviendo una apariencia más joven.
  - **Mejora del Tono de la Piel:** Aumenta la luminosidad y uniformidad del tono cutáneo.

### 2. Luz Verde

*Profundidad de Penetración: 0,5-2 mm*

- **Beneficios:**
  - **Calmante y Desinflamatorio:** Ideal para pieles sensibles o con rosácea, ayuda a reducir la inflamación y el enrojecimiento.
  - **Equilibrio del Tono de la Piel:** Aporta un efecto calmante, mejorando la apariencia general de la piel.

### 3. Luz Azul

*Profundidad de Penetración: 1 mm*

- **Beneficios:**
  - **Tratamiento para Piel Acneica:** Disminuye la inflamación y el enrojecimiento asociado con el acné.
  - **Reducción de Brotes:** Ayuda a prevenir futuros brotes de acné al regular la producción de sebo.

### 4. Luz Amarilla

*Profundidad de Penetración: 1,2 mm*

- **Beneficios:**
  - **Reducción de Hinchazón y Rojeces:** Alivia la hinchazón y las rojeces, mejorando el aspecto de la piel inflamada.
  - **Calmante:** Aporta un efecto relajante que puede ayudar a reducir la irritación.

### 5. Luz Púrpura

*Profundidad de Penetración: 1 mm*

- **Beneficios:**
  - **Cicatrización de Heridas:** Promueve la curación de heridas y ayuda a difuminar las secuelas de acné.
  - **Tratamiento de Rojeces:** Efectivo en la reducción de rojeces y en la mejora del tono de la piel.

### 6. Luz Cian

*Profundidad de Penetración: 1 mm*

- **Beneficios:**
  - **Rejuvenecimiento Cutáneo:** Activa los fibroblastos, favoreciendo la regeneración celular y el rejuvenecimiento de la piel.
  - **Mejora de la Elasticidad:** Contribuye a una piel más firme y revitalizada, proporcionando un efecto rejuvenecedor general.

## Electroestimulación (EMS) con Electrodo y Guantes de Hilo de Metal

**Descripción:** Utiliza estimulación eléctrica para imitar acciones de masaje y ejercicio muscular.

Los guantes de hilo de metal transmiten una corriente subcutánea la cual no se siente en la piel del paciente, solo en nuestras manos por lo que se debe

usar guantes de latex abajo.

- **Beneficios:**

- **Tono Muscular:** Mejora la firmeza y definición muscular.
- **Reducción de Grasa:** Promueve la quema de grasa, azúcar y carbohidratos, contribuyendo a un cuerpo más esculpido.

## Infrarrojo

**Descripción:** Irradia calor a diferentes profundidades (2 a 10 mm) para estimular la circulación y la regeneración celular.

- **Beneficios:**

- **Aumento de Circulación:** Mejora el flujo sanguíneo y oxigenación de los tejidos.
- **Estimulación de Regeneración:** Favorece la creación de nuevos nutrientes y acelera la reparación celular.

## Vibración

**Descripción:** Genera una frecuencia de vibración de 8000 a 10,000 rpm para un masaje profundo.

- **Beneficios:**

- **Mejora de Absorción:** Facilita la penetración de productos cosméticos, maximizando sus efectos.
- **Estimulación del Tejido:** Promueve la microcirculación y revitaliza la piel.

## Preguntas frecuentes

- **¿Es un equipo facial & corporal?**

Es un equipo de uso corporal.

- **¿Cuántas veces se puede utilizar el equipo?**

Se puede usar hasta 3 veces por semana.

- **¿Es inalámbrico?**

No. Siempre se usa enchufado a la corriente.

- **¿Cuál es la autonomía del equipo?**

El equipo se apaga cada 10 minutos, se puede encender nuevamente.

- **¿Se puede utilizar en pacientes embarazadas?**

No se recomienda.

- **¿Cómo se si necesita recarga de batería?**

No es un equipo con batería se usa siempre enchufado a la corriente.



## ¿Con qué productos utilizar?

Lo trabajamos con productos de base acuosa como : Geles , Gel-Cream Serum, para que tenga mejor conductividad. Tambien se puede utilizar con gel neutro.

## Contraindicaciones

- Mujeres embarazadas.
- Personas con marcapasos.
- Personas con implantes metálicos.
- Niños.
- Personas con problemas oncológicos.

# Precauciones

- Si los cables y conectores están dañados por el calor y la toma esté suelta, no utilice el instrumento.
- No lo coloque en los lugares fáciles de mojarse, como el lavabo. El equipo posee elementos tecnológicos que pueden dañarse o entrar en cortocircuito.
- No intente desarmar el equipo, los componentes solo pueden ser trabajados por técnicos profesionales.
- Las mujeres embarazadas y los pacientes con cardiopatía grave no pueden utilizarlo.
- Mantener el equipo fuera del alcance de los niños.